



Allurion

PROGRAM

çok daha muhteşem sonuçlar

Yaşam tarzınızı ve bel ölçünüzü deęiřtirin.



Fazla kilolu musunuz?
İře yaramayan kilo verme
yöntemlerine para harcamaktan
bıktınız mı?

Allurion Programı size 6 ay boyunca devam eden kilo kaybı saęlar ve řunları sunar:

- ▶ Son teknoloji ürünü bir mide balonu.
- ▶ Başarılarınızı takip etmek ve desteklemek için mobil bir uygulamaya baęlı Allurion Akıllı Tartı ve Allurion Akıllı Saati.
- ▶ Size özel beslenme ve egzersiz planını destekleyecek uzmanlardan oluşan bir ekip.

Kilo vermenize ve verdiđiniz kiloları korumanıza yardımcı olan yeni bir kilo verme yaklařımı.



Allurion Programı'nın merkezinde, tokluk hissi yařatan devrimsel ve yutulabilir bir mide balonu bulunmaktadır. Allurion Balon, midenizde yer kaplayarak yiyecek tüketiminizi azaltmanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmıřtır.



Allurion Programı size "ađlık hissinden uzaklařma" ve daha sađlıklı yiyecek seřimleri yapma řansı verirken aynı zamanda diyetlerde sık karřılařılan ađlık krizlerinden kařınmanıza olanak tanır.



Balon, doktorunuza yapacađınız 15 dk'lık bir ziyaret sırasında yutulur ve yaklařık 16 hafta sonra dođal yollarla vücuttan atılır.



Yaklařık 16 haftanın ardından hastalar toplam vücut ađırlıklarının ortalama %10-15'ini kaybedebilirler.^{1,2}

Ameliyat, endoskopi* veya anestezi gerektirmeyen tek mide balonu.

1. Ienca vd. Obes Surg. 2020 2. Vantanasiri vd. Obes Surg. 2020 *Nadir durumlarda, vücutta kalma süresinin sonunda Allurion Balon kusarak çıkarılabilir ya da balonun çıkarılması için endoskopik veya cerrahi müdahale gerekebilir.

Allurion Programı

Basit ve etkili

Balon, doktorunuza yapacağınız 15 dk'lık bir ziyaret sırasında yutularak midenize yerleştirilir.



YUTMA

İnce bir dolum ipine bağlı balonu içeren kapsülü yutarsınız. Balon doldurulmadan önce kapsülün midenizde olduğundan emin olmak için röntgeniniz çekilir.



DOLUM

Balon midenize yerleştirildikten sonra doktorunuz balonu doldurmak için dolum ipini kullanır. Balonun midenizde tamamen dolduğunu teyit etmek için ikinci röntgeniniz çekilir. Sonrasında doktorunuz ince dolum ipini yavaşça çıkarır ve siz de günlük hayatınıza dönersiniz. Balon sayesinde açlık hissetmeden daha az yiyebilirsiniz.



VÜCUTTAN ATILMA

Uygulamadan yaklaşık 16 hafta sonra Allurion Balon kendi kendine söner ve doğal yollarla vücudunuzdan atılır.



Balonun geici olması, kilo kaybının da geici olacađı anlamına gelmez.

Allurion Programı, balon vücuttan ayrıldıktan sonraki 1 yıl boyunca ortalama kilo kaybının %95'inin korunabildiđini göstermiştir.¹

Zayıflama yolculuđunuz boyunca destek

Allurion Programı'nda yalnız kalmazsınız. Program boyunca doktorunuz ve beslenme uzmanınızdan devamlı destek alırsınız.

Kilo verme konusuna sađlıklı ve bütünsel bir yaklaşımın parası olarak beslenme ve egzersiz alışkanlıklarınızı deđiřtirmek için sađlık ekibinizle birlikte alıřın.

Ayrıca doktorunuza bađlanmanız, ilerlemenizi takip etmeniz, sürekli destek almanız ve motivasyonunuzu korumanız için size Allurion'un akıllı tartısı, akıllı saati ve mobil uygulaması verilir.



1. Ienca, TOS Obesity Week Sunumu, 2020

Sıkça Sorulan Sorular

Balon mideme nasıl yerleştirilir?

Balon, doktorunuza yapacağınız ve hastaneye yatmanızı gerektirmeyen 15 dakikalık kısa bir ziyaret sırasında midenize yerleştirilir.

İçerisinde sönük balon bulunan bitkisel bazlı bir kapsül yutarsınız. Balon, uzun ince bir ipe bağlıdır. Kapsül midenize girdikten sonra kapsülün doğru konumunu teyit etmek üzere ilk röntgeniniz çekilir.

Doktorunuz daha sonra balonun içini sıvı ile doldurmak için ince dolmuş ipini kullanır ve balonun doğru bir şekilde doldurulduğunu teyit etmek üzere ikinci röntgen çekilir. Balon dolduğunda, doktorunuz tüpü yavaşça çıkarır ve siz de günlük hayatınıza dönersiniz.

Balonu yutmak kolay mıdır?

Hastaların %99,9'u kapsülü hiçbir sorun olmadan yutabilmektedir. Yine de kapsülü yutmakta zorluk yaşarsanız doktorunuz kapsülü yerine doğru yönlendirmek için ince bir kılavuz tel (stile) kullanabilir. Bu işlem için endoskopi veya anestezi gerekmez.*



Ne kadar kilo vereceğim?

Hastalar toplam vücut ağırlıklarının ortalama %10-15'ini kaybetmektedir.^{1,2}

Balona ne doldurulur?

Balona 550 ml su doldurulur.



Balon yerleřtirildikten sonra normal aktivitelere d6n6lmesi ne kadar zaman alır?

Çoęu hasta bir veya iki g6n iinde normal aktivitelere d6nebilir. Ancak bazı hastalar balon yerleřtirildikten sonra bulantı, karın krampları ve nadiren de olsa kusma yařar. Çoęu durumda, bu semptomların kontrol altına alınmasına yardımcı olmak 6zere doktorunuz yaygın olarak kullanılan ilaları reete edebilir.



Program sırasında veya sonrasında herhangi bir diyet kısıtlaması olacak mı?

Uygulamadan 6nce ve uygulamadan sonraki ilk hafta boyunca balona alıřırken uyulması gereken bazı 6zel diyet kısıtlamaları vardır.

Beslenme uzmanınız Allurion Programı boyunca size rehberlik edecektir. Daha saęlıklı yemek iin birden devasa deęiřiklikler yapmanıza gerek yoktur. Kendinize k66k hedefler koyabilir, alıřkanlıklarınızı kademe kademe deęiřtirebilirsiniz. Zaman iinde bu k66k deęiřiklikler saęlıęınızda b6y6k bir fark yaratacak ve kilo kaybınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

Balon nasıl ıkarılır?

Yaklařık 16 hafta sonunda, balonun 6zerindeki zaman ayarlı bořaltım valfi aılarak balonun s6nmesini ve herhangi bir tıbbi m6dahale olmaksızın siz tuvaleti kullanırken doęal yollarla v6cudunuzdan atılmasını saęlar.*



Daha sonra ne olur?

Balon v6cudunuzdan atıldıktan sonra Allurion Programı ve saęlık ekibinizden aldıęınız destek devam eder. Buradaki ama, yeni yařam tarzı alıřkanlıklarınızı devam ettirmenize ve verdięiniz kiloları korumanıza yardımcı olmaktır.

1. Ienca vd. Obes Surg. 2020. 2. Vantanasi vd. Obes Surg. 2020. *Nadir durumlarda, v6cutta kalma s6resinin sonunda Allurion Mide Balonu kusarak ıkarılabilir ya da balonun ıkarılması iin endoskopik veya cerrahi m6dahale gerekebilir.

Bir balondan çok daha fazlası. Kilo vermeyi ve yaşam boyu sağlıklı alışkanlıkları destekleyen kapsamlı bir program.

- Toplam vücut ağırlığınızın ortalama %10-15'ini kaybedin.^{1,2}
- Sürekli beslenme rehberliği ve yaşam tarzı desteği alın.
- Allurion Akıllı Tartı ve Allurion Akıllı Saati programa dahildir.
- Allurion Mobil Uygulaması, kilo vermek ve sağlıklı alışkanlıkları sürdürmek için motivasyonunuzu korumanızı sağlar.

Allurion, 18 yaşından büyük, vücut kitle indeksi (BMI) ≥ 27 olarak tanımlanan fazla kilolu ya da obez yetişkinlere yönelik geçici bir kilo verme yardımcısıdır.

Allurion Balon yalnızca tarafımızca eğitilmiş ve bu konuda bilgi sahibi olan bir uzman tarafından uygulanabilir. Allurion Balon, denetimli bir beslenme ve davranış değiştirme programı ile birlikte kullanılmalıdır. Sonuçlar bir hastadan diğerine değişebilir. Hastaların küçük bir kısmı tedaviye cevap vermez. Bazı kişiler Allurion Balon'nu kullanmaya uygun olmayabilir. Doktorunuz programa uygunluğunuzu belirlemek için ayrıntılı tıbbi geçmişinizi öğrenecek ve genel sağlık muayenesi yapacaktır. Doktorunuza eksiksiz ve doğru bir tıbbi geçmiş sunmanız önemlidir. Nadir durumlarda, Allurion Balon'un çıkarılması için endoskopik veya başka bir cerrahi müdahale gerekebilir. Bu, olası komplikasyonların tam bir listesi değildir; önemli Güvenlik Bilgileri için www.allurion.com/tr/risk-information/ adresine gidin.

Allurion, Allurion Technologies'in tescilli ticari markasıdır.

1. Ienca vd. Obes Surg. 2020 2. Vantanasiri vd. Obes Surg. 2020

► ALLURION.COM

BOSTON
İTALYA
HONG KONG
PARİS
DUBAİ

ABD'DE ÜRETİLMİŞTİR

© 2021 ALLURION
TECHNOLOGIES INC.
HER HAKKI SAKLIDIR.



Bu tıbbi cihaz, Avrupa yönetmelikleri uyarınca CE işaretini taşıyan, denetime tabi bir sağlık ürünüdür.